

### 育成光線



深部体温をあたため、様々な健康効果を期待できます！

岩盤浴鉱石各種「育成光線」放射率の比較

1 天然鉱石(温光石)	93.0%
2 A石	89.2%
3 B石	88.4%
4 C石	87.1%

※財団法人日本染色検査協会調べ ※6~20μm平均積分放射率

### マイナス電子

- 【疲労】**  
血中酸素が増加し、身体の酸素利用が向上することによって疲労を回復。
- 【体質】**  
全身の細胞や組織を賦活し若返らせると共に、体質改善に役立つ。
- 【血液】**  
血液中のナトリウムやカルシウムを増加させ、血液を弱アルカリ性に変える。
- 【代謝】**  
細胞膜の電気的物質交流が促進され、体内の新陳代謝機能が盛んになる。
- 【自律神経】**  
マイナス電子は体液・細胞・神経等、身体のすべてに好作用し増血機能も促進。



復元ドライヤー PET ¥74,250(税込)

# 1台4役

## マルチドライヤー

プロアー/乾燥/ブロー/リラクゼーション

# 復元ドライヤーPET

(プロ仕様)



LOUVREDO

復元ドライヤー PET 専用台  
 キャスターなし ¥25,025(税込)  
 キャスター付き ¥44,330(税込)



- 【体験談】** ドライヤーでこんなにリラックス？  
ドライヤー中に愛犬が自然とリラックスして寝てしまいました。こんなの初めてです。
- 【体験談】** 今までに比べて時間短縮が凄い！  
今までシャンプーから仕上げまで1時間半以上かかっていましたが、復元ドライヤーPETにしてから1時間もかかりません。
- 【体験談】** なぜか毛や皮膚が潤いました！  
不思議なのですが、乾燥しすぎず、毛はツヤが増し、皮膚は潤っています。
- 【体験談】** シャンプーのかわりに使えます！  
シャンプーがわりに使っています。臭いも減り、ツヤも綺麗です。

#### 【プロアー機能】



掃除機なみの風力で水分を吹飛ばします。温度は温風で60℃前後、通常風で40℃前後なので快適温度に設定。乾かしにくい指間など細かい場所や、毛量の多い場所には「細口ノズル」が最適。

#### 【乾燥機能】



温度が温風で60℃前後の低温なので、近づけて、振らずに、ゆっくりあてると、高熱ドライヤーより早く乾くのが嬉しい。小型犬でもお腹にもかんたんに当てられる「手元ホース」も付属しています。

#### 【ブロー機能】



人間用の復元ドライヤーProと同じ口径を採用。ノズルが固定でき、風力も自由に調整できるのでブローしやすく、両手でブローできるのが便利。復元ブラシPETでブローすると仕上がりがとても良いです。

#### 【リラクゼーション機能】



風力を最小に、温度を通常温度にすると副交感神経が優位に働き、心地よいリラックスモードに。マイナス電子と遠赤外線の影響で癒しを提供。「拡散ノズル」を使用すると更に風が柔らかくなり快適に。